

家族の在宅介護の負担軽減、 ケアシルがお手伝いします。

認知症サポートに

高齢者と見守る側の互いの安心に

生活リズムのチェックに

いつでも、どこでも
見守れる安心感！
設置も簡単！

見守る側



認知症対策！
押すだけ簡単！
手厚い見守り！

利用者

今、何してる??

いつでもどこでもスマホで状況確認！

ケアシルは

高齢者を見守りながら、家族や介護者が高齢者の生活状況を把握することができる画期的な介護システムです。
見守る側の社会生活や心身の負担軽減を支えます。

24時間365日見守り

利用者が居住する環境において、
安心・安全に暮らせるよう、
センサが常に見守ります。



センサは主に以下を異常と判断します。

- 人感** 移動反応が無い状態の継続
- ドア** ドア開閉反応が無い状態の継続
- 温度** 室内の高温状態の継続
- 照度** 深夜で長時間の照明点灯の継続

生活リズムの管理

「起床・ごはん・お薬」を利用者が
ボタン押下することで、生活リズム
を見守る側が安心確認！
本体からの声掛け機能もあります！

どのタイミングで声掛け管理を行うかは
自由に設定可能。利用者の生活状況に
応じて選択して下さい。



徘徊検知システム搭載

ドアセンサが徘徊を検出。すぐさま
ご家族に連絡します。
※TAISコード取得済み
システム。



出入りロドアに取り付けたセンサが、認知
症患者様の徘徊検出時、電子メール送信に
より、ご家族に連絡を行います。

熱中症予防

熱中症の可能性が高くなった場合、
音声による冷房の促しメッセージを
出力。冷房 ON のタイミングを
逃しません。



日々の生活状況を把握

見守る側は利用者の日々の生活
状況を可視化管理でき、いつでも
どこでも状況を把握することが
できます。ケアシルからの連絡
受取りも可能です。



認知症の重度化防止

本体声掛け機能で脳トレや体操等の
認知機能訓練の実行を促します。
「できる限り住み慣れた自宅で過ご
してほしい。」と思う、見守る側
の思いを大切にします。




ケアシルとは？

高齢利用者の居住に置かれるボタンモジュールとクラウドシステムから構成されます。各種センサを搭載しており、利用者の24時間365日の生活を見守ります。

利用者は朝起きた時、お薬を服用時、食事を取った時などのタイミングでケアシルボタンを日常の決まり事として押していただきます。そうしてセンサによる生活状況データとボタンの押下情報がクラウドシステムに蓄積され、解析を行うことで日々の生活状況を把握することができます。クラウドシステムのデータは利用者本人はもちろんのこと、見守る側のPCやスマホを用いて、いつでもどこでもアクセスが可能。

利用者、見守る側、それぞれの生活を尊重する、画期的な新しい高齢者支援システムです。

※ケアシルはボタン操作による「認知症初期段階見極めシステム」として特許取得（特許第5912952号）しています。




ケアシル利用者



利用者のよく居る、すぐに押しやすい場所に備え付けることで、利用者の健康と生活を見守ります。ボタン押下はあくまでも家族・介護者とのコミュニケーションツール。加えてボタンを押すことで認知機能訓練にもつながります。

その他、異常検知や室温管理の見守りに加え、本体内部の声掛け機能で定期的に利用者に認知症予防につながる情報もお届けします。

ケアシルは見守るだけでなく、認知機能の重度化防止を促す画期的な介護システムです。



認知症が進行しているのでボタン操作は正直できないと思っていましたが、一緒に操作をしていたら徐々に押せるようになりました。異常時はメールがすぐ来るのでとても助かります。

皆様の声

1人暮らしの母の施設入所を考えていた所、担当ケアマネさんからケアシルを紹介いただき、簡単に生活リズムがチェックできるので、もう少し自宅住まいで様子を見たいと思えました。


見守りや声掛け機能が母の生活に合わせて細かく設定できるのが助かります。薬を飲んだかの都度の声掛けを自分の代わりにケアシルがしてくれるので安心。自身の生活も楽になりました。

ケアシル見守る側



利用者の「各種センサによる生活状況の把握」や「ボタン押下による服薬・食事管理」が可能です。見守る側は利用者の毎日の状況通知をケアシルから受け取りながら、PC やスマホでいつでもどこでもクラウドデータにアクセスし、データを確認することができます。

ケアシルは見守る側（離れて暮らす家族、または介護者）の「心配・管理」をサポートし、社会生活や心身の負担軽減の支えに役立つサービスです。



日毎グラフ画面

人感センサによる活動状況や温度、明るさ等の情報がグラフで表示されます。また、外出状況やボタン押下情報も同じ画面にて表示することができ、利用者の生活状況が一目で把握することが可能です。




TOP画面

全ての状態が一目瞭然！とても見やすい画面仕様になっています。

ボタン操作状況画面

押しボタンデータも1か月単位で比較ができ、認知度状況を見ることができます。

メッセージ前押下やメッセージ後押下が大半であれば問題ありませんが、押し間違いや押し無視が増加してくると、認知症の前兆であると言えます。



お申込み・設置・とっても簡単です

お申込み

WEBによる
お客様情報の入力



設置

郵送
(5営業日以内)



ユーザー様で
簡単設置



利用準備

電源ONするだけ!



利用開始



介護の **ケアシル**

アイトシステムはITを活用して
介護と認知症対策に取り組む企業です。



株式会社アイトシステム
<http://www.aitosys.com>

0800-200-2790